

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd158 Humano (Kir2DL1/S1/S2/S3/S5) Para Citometria De Fluxo - Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

Número do item: CM0010052

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com fluoróforo, direcionado ao CD158 humano (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5). Validado para citometria de fluxo, permite o perfilagem de receptores de células NK e estudos de imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-CD158 Humano (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) mAb
Observações/Apelido	NKAT9; CD158G□ CD158A□ NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3810/3808/3806/3802/100132285
ID do Gene	3810/3808/3806/3802/100132285
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-245 do CD158 humano (NP_055327.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo