

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd158A/Kir2DL1 () Para Citometria De Fluxo - P43626

Número do item: CM0010660



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD158a/KIR2DL1 humano (p58.1, NKAT1). Validado para citometria de fluxo (FC). Utilizado em estudos de inibição de células NK, pontos de verificação imunológicos e sinalização de receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD158a/KIR2DL1 mAb
Observações/Apelido	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Espécie	Humano
ID do Gene	3802
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-245 do CD158a/KIR2DL1 humano (NP_055033.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43626
Peso Proteico	38kDa/41kDa

Envio