

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd15/Ssea-1 Para Citometria De Fluxo - P22083

Número do item: CM0008097

introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo anti-humano CD15/SSEA-1 para citometria de fluxo. Reconhece o antígeno Lewis X (CD15) em células humanas; peso da proteína ~59 kDa. Adequado para estudos de imunofenotipagem de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Camundengo anti-Humano CD15/SSEA-1 mAb
Observações/Apelido	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2526
ID do Gene	2526
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintetizado derivado de CD15/SSEA-1 humano.
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P22083
Peso da Proteína	59 kDa
Envio	Saco com gelo