


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd166/Alcam Para Citometria De Fluxo - Q13740

Número do item: CM0009061



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD166/ALCAM humano (SWISS: Q13740), validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos imunológicos envolvendo ativação de células T, adesão celular e pesquisa de hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD166/ALCAM
Observações/Alias	MEMD; CD166
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	214
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-526 de CD166/ALCAM humano (NP_001618.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13740
Peso Proteico	65kDa
Envio	Bolsa de gelo