


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd166/Alcam Para Citometria De Fluxo - Q13740

Número do item: CM0011733



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD166/ALCAM validado para Citometria de Fluxo (FC). Reage com antígenos humanos. Imunógeno recombinante. Reconhece ALCAM/CD166, um marcador para a ativação de células T e pesquisa com células-tronco. Ideal para estudos de adesão de células imunes e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-humano CD166/ALCAM
Observações/Apelido	MEMD; CD166
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	214
GeneID	214
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-526 de CD166/ALCAM humano (NP_001618.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13740
Peso da Proteína	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Envio	Bolsa de gelo