


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd170/Siglec-5 Humano Para Fc - O15389

Número do item: CM0011323



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra CD170/Siglec-5 humano, conjugado com ABflo 594, para citometria de fluxo. Liga-se especificamente ao CD170 em células mieloides, permitindo a imunofenotipagem e estudos de ligação ao ácido siálico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD170/Siglec-5 humano
Observações/Apelido	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8778
GeneID	8778
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-434 do CD170/Siglec-5 humano (NP_003821.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	O15389
Peso da proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo