


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd172A/Sirpα Para Fc - P78324

Número do item: CM0008744



introdução

Anticorpo monoclonal de Coelho anti-Humano CD172a/SIRPα para citometria de fluxo. Validado para reatividade cruzada humana, direcionado à proteína SIRPα de 55kDa, Swiss-Prot P78324.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-Humano CD172a/SIRPα
Observações/Apêndice	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	140885
GeneID	140885
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-370 do CD172a/SIRPα humano (NP_542970.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78324
Peso Proteico	55kDa
Transporte	Saco de Gelo