


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd172B (Sirp-Beta-1) Para Citometria De Fluxo - O00241

Número do item: CM0010049



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD172b conjugado com , específico para CD172b humano, validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para estudos de ativação de células mieloides e regulação negativa da sinalização acoplada a receptor tirosina quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD172b mAb
Observações/Apelido	CD172b; SIRP-BETA-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10326
ID do Gene	10326
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-371 do CD172b humano (NP_006056.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00241
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo