

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd177 Para Citometria De Fluxo - Q8N6Q3

Número do item: CM0011199

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD177 humano (HNA-2a, PRV-1). Validado para citometria de fluxo (FC) com especificidade para humanos. Ideal para análise de subconjuntos de neutrófilos em pesquisas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD177 mAb
Observações/Apelido	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; antígeno CD177
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57126
GeneID	57126
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-407 do CD177 humano (NP_065139.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N6Q3
Peso Proteico	15kDa/27kDa/46kDa
Envio	Saco de gelo