


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd1C Para Citometria De Fluxo - P29017

Número do item: CM0011374



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD1c humano para citometria de fluxo. Reconhece uma molécula apresentadora de antígenos lipídicos expressa em timócitos e leucemias de células T. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano CD1c
Observações/Apelido	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	911
GeneID	911
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-298 do CD1c humano (NP_001756.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29017
Peso Proteico	38kDa
Envio	Em saco de gelo