

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd2 Humano () Para Citometria De Fluxo - P06729

Número do item: CM0010788



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD2 humano conjugado com para citometria de fluxo. Detecta o antígeno de superfície CD2 das células T (LFA-2, T11) nas células T e NK. Swiss-Prot P06729.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD2 humano
Observações/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Espécie	Humano
ID do Gene	914
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-209 do CD2 humano (NP_001758.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo