

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd2 Humano () Para Citometria De Fluxo - P06729

Número do item: CM0010716



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD2 humano, otimizado para citometria de fluxo. Ideal para estudar adesão de células T, ativação e imunofenotipagem. Validado para reatividade humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-CD2 Humano mAb
Alias	T11, SRBC, LFA-2
Espécie	Humano
ID do Gene	914
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-209 do CD2 humano (NP_001758.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo