


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd201/Epcr Para Fc - Q9Unn8

Número do item: CM0010208



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD201/EPCR humano (receptor de proteína C endotelial) para citometria de fluxo. Adequado para investigar a via da proteína C na coagulação e hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD201/EPCR mAb
Observações/Apelido	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; receptor de proteína C
Espécie	Humano
ID do Gene	10544
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-210 do CD201/EPCR humano (NP_006395.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UNN8
Peso Proteico	27kDa

Envio