

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd225/Ifitm1 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P13164

Número do item: CM0008203

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD225/IFITM1 conjugado com , validado para citometria de fluxo intracelular. Esta proteína transmembrana induzida por interferon restringe a entrada viral e é superexpressa em vários tipos de câncer. Ideal para pesquisas antivirais e oncológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-humano CD225/IFITM1
Observações/Alias	IFITM1; 9-27; CD225; DSPA2a; IFI17; LEU13; proteína transmembrana 1 induzida por interferon
Espécie	humana
GeneID	8519
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência entre os aminoácidos 1-80 da CD225/IFITM1 humana (NP_003632.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (Intracelular)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P13164
Peso da Proteína	13 kDa
Envio	Bolsa de gelo