

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd225/Ifitm1 () Para If/Icc E Citometria De Fluxo - P13164

Número do item: CM0010811

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD225/IFITM1 humano, validado para imunofluorescência e citometria de fluxo intracelular. Adequado para pesquisas de virologia e oncologia; detecta uma proteína de 14kDa (P13164).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD225/IFITM1 mAb
Observações/Apelido	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a
Espécie	Humano
GeneID	8519
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência dentro dos aminoácidos 1-80 do CD225/IFITM1 humano (NP_003632.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13164
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo