


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd226/Dnam-1 Para Citometria De Fluxo - Q15762

Número do item: CM0004690



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o CD226/DNAM-1 (DNAM-1) humano, validado para citometria de fluxo. O imunogênio abrange o domínio extracelular (aa 19-247). Reage cruzadamente com humano. Ideal para estudar a adesão de células imunes e a citotoxicidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD226/DNAM-1 mAb
Observações/Apelido	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10666
GeneID	10666
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-247 do CD226/DNAM-1 humano (NP_006557.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15762
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo