

## Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd239/Bcam () Para Citometria De Fluxo - P50895

Número do item: CM0012086



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD239/BCAM humano, conjugado a . Validado para citometria de fluxo. O alvo é uma molécula de adesão celular com funções na migração e invasão celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb anti-Humano CD239/BCAM de Coelho                                                                                           |
| Observações/Alias   | BCAM                                                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano) | 4059                                                                                                                           |
| ID do Gene          | 4059                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-547 de CD239/BCAM humano (NP_005572.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                         |
| Aplicação           | FC (Citometria de Fluxo)                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                         |
| SWISS               | P50895                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 67kDa                                                                                                                          |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                  |