

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd24 () Para If/Icc E Fc - P25063

Número do item: CM0009274

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado contra CD24 humano, adequado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Tem como alvo uma glicoproteína ancorada por GPI envolvida na ativação de células B, diferenciação e modulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD24 mAb
Observações/Alias	CD24A; CD24
Espécie	Humano
GeneID (humano)	100133941
GeneID	100133941
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência nos aminoácidos 1-80 do CD24 humano (NP_037362.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25063
Peso da Proteína	8kDa; 13kDa
Envio	Bolsa de gelo