

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd244/2B4 Para Citometria De Fluxo - Q9Bzw8

Número do item: CM0009759

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD244/2B4 conjugado a . Projetado para citometria de fluxo, este anticorpo tem como alvo o receptor da família SLAM CD244 em células NK e T. UniProt Q9BZW8.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Humano CD244/2B4
Observações/Apelido	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; Molécula CD244
Espécie	Humano
GeneID	51744
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 22-221 do CD244/2B4 humano (NP_001160135.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZW8
Peso Proteico	30kDa/36kDa/41kDa
Envio	Saco de gelo