

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd27 Para Citometria De Fluxo - P26842

Número do item: CM0007791



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD27 conjugado com para detecção de CD27 humano por citometria de fluxo (CF), um antígeno de ativação de células T e receptor de ponto de verificação imune. Direciona o domínio extracelular (aa 21-192). 29kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano CD27
Observações/Apêndices	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	939
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-192 do CD27 humano (NP_001233.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P26842
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo