

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd271/Ngfr Para Fc - P08138

Número do item: CM0008067



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a , que reconhece especificamente o CD271/NGFR (p75NTR) humano. Validado para citometria de fluxo, adequado para detectar a expressão do receptor de neurotrofinas em estudos de células neuronais e imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD271/NGFR mAb
Observações/Apelidos	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4804
GeneID	4804
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-250 do CD271/NGFR humano (NP_002498.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08138
Peso Proteico	35kDa/45kDa
Envio	Bolsa de gelo