

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd271/Ngfr Humano () Para Citometria De Fluxo - P08138

Número do item: CM0010960



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD271/NGFR humano conjugado com para citometria de fluxo. Reage com humanos; detecta o receptor de baixa afinidade p75NTR para fator de crescimento nervoso envolvido no desenvolvimento neuronal, apoptose e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-CD271/NGFR Humano
Observações/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4804
ID do Gene	4804
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-250 do CD271/NGFR humano (NP_002498.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08138
Peso Molecular da Proteína	35kDa/45kDa
Envio	Bolsa de gelo