

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd3 Humano (Cd3E) Para Citometria De Fluxo - P07766

Número do item: CM0004108

introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo anti-CD3 Humano para citometria de fluxo (CF). Tem como alvo a cadeia épsilon do CD3 humano (CD3E), uma subunidade chave do complexo receptor de célula T-CD3 essencial para a imunidade adaptativa. Adequado para amostras humanas. P07766.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de camundongo anti-CD3 Humano
Observações/Apelido	T3E; TCRE; IMD18; CD3épsilon
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	916
GeneID	916
Imunógeno	Proteína recombinante do CD3 humano
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envio	Em saco de gelo