

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd3 Épsilon Humano Para Citometria De Fluxo - P07766

Número do item: CM0008985



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD3 épsilon humano validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a cadeia épsilon do CD3 humano (23kDa), parte do complexo TCR-CD3 essencial para a ativação e desenvolvimento de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD3 Humano
Observações/Apelido	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	916
GeneID	916
Imunogênio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 do CD3 humano (NP_000724.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envio	Em saco de gelo