


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd30 (Tnfrsf8) () Para Citometria De Fluxo - P28908

Número do item: CM0009999



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD30 (TNFRSF8) conjugado ao . Validado para citometria de fluxo para detectar o receptor CD30 envolvido no crescimento e transformação de linfoblastos. Ideal para pesquisa em imuno-oncologia e linfoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD30 mAb
Observações/Apelido	TNFRSF8; CD30; D1S166E; Ki-1; membro 8 da superfamília do receptor de TNF
Espécie	Humano
GeneID	943
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-379 do CD30 humano (NP_001234.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28908
Peso Proteico	14kDa/50kDa/63kDa
Envio	Saco de gelo