


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd300A Humano Para Citometria De Fluxo - Q9Ugn4

Número do item: CM0011847



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD300a humano (CLM-8, IRp60, IGSF12), um receptor inibitório presente em células NK, células T e mastócitos. Ideal para pesquisa em citometria de fluxo (CF).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD300a Humano de Coelho
Observações/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11314
GeneID	11314
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-178 da CD300a humana (NP_009192.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UGN4
Peso Molecular	33kDa/20kDa/12kDa/16,5kDa
Transporte	Bolsa de gelo