


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd300F/Irem-1 Para Fc - Q8Tdq1

Número do item: CM0004341



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD300F/IREM-1 humano, validado para citometria de fluxo. Reconhece o receptor inibitório molécula 1 semelhante a CMRF35, envolvido na homeostase imune e na eferocitose. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Propriedade	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD300F/IREM-1 mAb
Observações/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	146722
ID do Gene	146722
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-156 da proteína humana CD300F/IREM-1 (NP_620587.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ1
Peso Proteico	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Envio	Saco de gelo