

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd303/Bdca-2 Para Citometria De Fluxo - Q8Wtt0

Número do item: CM0012483



introdução

mAb de coelho anti-humano CD303/BDCA-2 para citometria de fluxo. Detecta especificamente o membro C da família 4 do domínio da lectina do tipo C (BDCA-2), um marcador de células dendríticas plasmocitoides. Ideal para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-humano CD303/BDCA-2
Observações/Apelidos	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Espécie	Humana
GeneID	170482 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-213 do CD303/BDCA-2 humano (NP_569708.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q8WTT0
Peso da Proteína	21 kDa/25 kDa
Envio	Bolsa de gelo