

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd31/Pecam1 Para Fc - P16284

Número do item: CM0004335



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD31/PECAM1 humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a migração transendotelial de leucócitos, a adesão de células endoteliais e as respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD31/PECAM1 mAb
Observações/Apelido	CD31; PECA1; GPIIA ⁺ ; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5175
GeneID	5175
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-601 do CD31 humano (NP_000433.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16284
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo