


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd32 Para Citometria De Fluxo - P12318

Número do item: CM0012611



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD32 humano (FCGR2A). Adequado para detecção por citometria de fluxo do receptor de Fc de IgG de baixa afinidade em monócitos, neutrófilos e plaquetas. Reconhece o domínio extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano CD32
Observações/Apêndice	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2212
ID do Gene	2212
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-218 do CD32 humano (NP_001129691.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P12318
Peso Molecular da Proteína	35 kDa
Transporte	Em saco de gelo