

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd337/Nkp30 Para If/Icc, Fc - O14931

Número do item: CM0008516



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD337/NKp30 humano (NCR3), validado para aplicações de IF/ICC e FC (intra). Reconhece o receptor de ativação de citotoxicidade natural expresso em células NK, envolvido na imunidade antitumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD337/NKp30 mAb
Observações/Apelido	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; receptor de ativação de citotoxicidade natural 3
Espécie	Humano
ID do Gene	259197
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-135 do CD337/NKp30 humano (NP_667341.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14931
Peso da Proteína	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Envio	Saco de gelo