

## Anticorpo Monoclonal Anti-Cd34 Humano ( ) Para If/Icc E Fc - P28906

Número do item: CM0010253

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD34 humano, conjugado diretamente ao . Adequado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Ideal para pesquisas sobre células progenitoras hematopoiéticas e marcadores de endotélio vascular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-CD34 Humano mAb                                                                                                                         |
| Observações/Alias   | CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1                                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 947                                                                                                                                                 |
| GeneID              | 947                                                                                                                                                 |
| Imunógeno           | Proteína recombinante, proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-290 do CD34 humano (NP_001020280.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                              |
| Aplicação           | IF/ICC, FC                                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                              |
| SWISS               | P28906                                                                                                                                              |
| Peso Molecular      | 35kDa/41kDa                                                                                                                                         |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                       |