

## Anticorpo Monoclonal Anti-Cd34 Humano (Pe/Ciano7) Para Citometria De Fluxo - P28906

Número do item: CM0004908

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Ciano7 contra CD34 humano, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o antígeno de células progenitoras hematopoiéticas, uma glicoproteína de membrana de 41 kDa envolvida na adesão celular e na homing de células-tronco.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-CD34 Humano mAb PE/Ciano7                                                                                        |
| Observações/Apelido | CD34; molécula CD34; GIG3                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| ID do Gene          | 947                                                                                                                          |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-290 do CD34 humano (NP_001020280.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                       |
| Aplicação           | FC                                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                       |
| SWISS               | P28906                                                                                                                       |
| Peso da Proteína    | 41kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                 |