


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd352/Slamf6 Para Citometria De Fluxo - Q96Du3

Número do item: CM0004756



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD352/SLAMF6 humano (membro 6 da família SLAM). Validado para citometria de fluxo, permitindo a detecção de NTB-A em células NK, T e B para estudos de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD352/SLAMF6 mAb
Observações/Apelido	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; membro 6 da família SLAM
Espécie	Humano
GeneID	114836 (Humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-215 do CD352/SLAMF6 humano (NP_001171643.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96DU3
Peso da Proteína	24kDa/37kDa
Envio	Saco de gelo