


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd355/Crtam Humano Para Citometria De Fluxo - O95727

Número do item: CM0010651



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD355/CRTAM humano para citometria de fluxo. O CD355/CRTAM media a adesão celular heterofílica regulando a ativação, citotoxicidade e retenção tecidual de células T e NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal (mAb) de Coelho Anti-CD355/CRTAM Humano
Observações/Apelido	CD355
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56253
GeneID	56253
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-287 do CD355/CRTAM humano (NP_062550.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95727
Peso Proteico	22kDa/44kDa
Envio	Em saco de gelo