


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd38 Para Fc - P28907

Número do item: CM0009500



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD38 para aplicações de citometria de fluxo (FC), validado para amostras humanas. Ideal para estudar a ciclase ADP-ribosil/hidrolase de ADP-ribose cíclica 1 (CD38) em pesquisas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-humano CD38 mAb
Observações/Apelido	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	952
GeneID	952
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (P28907).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso da Proteína	13kDa/34kDa
Envio	Saco com gelo