

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd39/Entpd1 Para Citometria De Fluxo - P49961

Número do item: CM0005088

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a para detecção por citometria de fluxo de CD39/ENTPD1 humano, uma ectonucleotidase de membrana que regula a sinalização por nucleotídeos, expressa em linfócitos ativados e tecidos endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD39/ENTPD1 mAb
Observações/Apelidos	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	953
GeneID	953
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 255-442 de CD39/ENTPD1 humano (NP_001767.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49961
Peso da Proteína	58kDa
Entrega	Saco de gelo