

Anticorpo Policlonal Anti-Cd45Ra Humano Para If-P - P08575

Número do item: CM0021684



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CD45RA humano (PTPRC), validado para imunofluorescência em parafina (IF-P). Adequado para tipagem de células imunes e estudos de ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-CD45RA humano
Observações/alias	PTPRC; B220; CD45; CD45R; GP180; L-CA; LCA; LY5; T200; proteína-tirosina fosfatase C do tipo receptor; CD45RA humano
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 10-110 de CD45RA humano (P08575-8).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IF-P
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P08575
Peso da proteína	130kDa/147kDa
Envio	Bolsa de gelo