


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd5 Para Citometria De Fluxo - P06127

Número do item: CM0011052



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD5 validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a glicoproteína de superfície de células T CD5 (T1/Leu-1), um regulador negativo da sinalização de TCR com funções na tolerância imunológica. Adequado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD5 mAb
Observações/Apelido	T1; LEU1
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	921
ID do Gene	921
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 humano (NP_055022.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo