


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd55 (Daf) Conjugado Com Para Citometria De Fluxo - P08174

Número do item: CM0005275



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD55 conjugado com . Validado para citometria de fluxo em amostras humanas. Tem como alvo o fator de aceleração da decomposição do complemento (DAF), um regulador chave da ativação do complemento. Adequado para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD55 mAb
Observações/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1604
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-353 da CD55 humana (NP_000565.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P08174
Peso Molecular	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
Envio	Bolsa de gelo