

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd56 Humano Para Citometria De Fluxo - P13591

Número do item: CM0009001



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo contra CD56 humano (NCAM1), validado para citometria de fluxo. Relevante para pesquisas em neurociência e infecções virais, incluindo estudos de adesão neuronal e receptores de raiva/Zika.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal anti-CD56 humano de camundongo
Observações/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4684
GeneID	4684
Imunógeno	Proteína recombinante de CD56 humano
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso da Proteína	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Envio	Bolsa de gelo