


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd59 Para Citometria De Fluxo (Cf) - P13987

Número do item: CM0010682



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD59 humano, um inibidor do complexo de ataque à membrana do complemento ancorado por GPI, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de regulação do complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD59 mAb
Observações/Apelidos	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	966
GeneID	966
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-101 do CD59 humano (NP_000602.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13987
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo