


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd59 Humano Para Citometria De Fluxo - P13987

Número do item: CM0010695



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD59 humano conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo o CD59 (protectina, proteína inibidora do MAC), um regulador essencial do complemento, para aplicações de pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD59 humano
Observações/Aliases	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	966
ID do Gene	966
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26–101 do CD59 humano (NP_000602.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P13987
Peso da Proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo