

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd62L/L-Selectina Para Fc - P14151

Número do item: CM0010844



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD62L/L-selectina humana. Validado para citometria de fluxo. Desenhado para estudar a adesão de leucócitos, o homing de linfócitos e a inflamação. - P14151.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD62L/L-Selectina mAb
Observações/Apelido	SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-selectina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6402
GeneID	6402
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-332 da CD62L/L-Selectina humana (NP_000646.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14151
Peso da Proteína	42kDa/43kDa
Envio	Saco de gelo