


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd66B Humano Para Citometria De Fluxo - P31997

Número do item: CM0008282



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD66b humano de coelho conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo o CEACAM8, uma molécula de adesão de neutrófilos. Reage com amostras humanas. 38 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD66b
Observações/Apelido	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1088
GeneID	1088
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-319 da CD66b humana (NP_001807.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31997
Peso da Proteína	38kDa
Transporte	Bolsa de gelo