

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd68 Humano (Percp) Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P34810

Número do item: CM0012804

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP contra o CD68 humano (macrosialina, gp110). Adequado para detecção intracelular por citometria de fluxo de uma proteína de membrana lisossomal/endossomal de 37 kDa em macrófagos e células tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PerCP anti-CD68 Humano de Coelho
Observações/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	968
GeneID	968
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-319 do CD68 humano (NP_001242.2))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P34810
Peso Proteico	37 kDa
Transporte	Saco de gelo