

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd7 (Biotina) Para Citometria De Fluxo - P09564

Número do item: CM0011518

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho biotinilado que visa o CD7 humano, validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece uma glicoproteína transmembrana de 25 kDa em células T e células NK. Adequado para imunofenotipagem e estudos de ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Biotina Coelho anti-Humano CD7 mAb
Observações/Apelido	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	924
GeneID	924
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-180 do CD7 humano (NP_006128.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo