

## Anticorpo Monoclonal Anti-Cd7 Humano Para Citometria De Fluxo - P09564

Número do item: CM0011151

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho (conjugado ) direcionado ao CD7 humano para citometria de fluxo. Adequado para identificação e estudos funcionais de células T e NK. - P09564

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD7 Humano                                                                          |
| Observações/Apelido        | GP40; TP41; Tp40; LEU-9                                                                                                 |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                  |
| GeneID                     | 924                                                                                                                     |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-180 do CD7 humano (NP_006128.1) |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                  |
| Aplicação                  | Citometria de Fluxo (CF)                                                                                                |
| Reatividade Cruzada        | Humano                                                                                                                  |
| SWISS                      | P09564                                                                                                                  |
| Peso Molecular da Proteína | 25kDa                                                                                                                   |
| Envio                      | Em gelo                                                                                                                 |