

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd7 Humano Para Citometria De Fluxo (Fc) - P09564

Número do item: CM0012754

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD7 Humano para citometria de fluxo, validado para pesquisa em células T e células NK humanas. Anticorpo monoclonal de coelho contra o domínio extracelular, UniProt P09564.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD7 Humano
Observações/Apelido	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	924
GeneID	924
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-180 do CD7 humano (NP_006128.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso Proteico	25kDa
Envio	Em saco de gelo