


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd70 Humano (Cd27L) Para Citometria De Fluxo - P32970

Número do item: CM0008162



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD70 humano (CD27L, TNFSF7), validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa de interação de células imunes e da via CD27/CD70.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD70 Humano
Sinônimo	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Espécie	Humano
ID do Gene	970
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-193 do CD70 humano (P32970)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
Swiss-Prot	P32970
Peso Proteico	21 kDa
Envio	Saco de Gelo